

TRAITEMENT PAR HORMONE DE CROISSANCE DISPONIBLE (JUIN 2023)

LABORATOIRE	SYSTEME INJECTEUR	CARTOUCHE	DOSE/INJECTION	CONSERVATION	AIGUILLE
IPSEN N° Vert 0 800 105 013	Nutropin Aq Pen	NUTROPIN Aq 10 mg : 2 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 4 mg Click = 0,1 mg	Après 1 ^{ère} utilisation : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
LILLY N° Vert 0 800 00 36 36	Humatrope 6 (blanc)	Umatrope 6mg (bleu) : 3ml <i>(Bien purger l'air après reconstitution)</i>	Mini : 0,025 mg Maxi : 1,5 mg Click = 0,025 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
	Humatrope 12 (vert clair)	Umatrope 12mg (mauve) : 3ml <i>(Bien purger l'air après reconstitution)</i>	Mini : 0,05 mg Maxi : 3 mg Click = 0,05 mg		
	Humatrope 24 (vert foncé)	Umatrope 24 mg (jaune) : 3ml <i>(Bien purger l'air après reconstitution)</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 6 mg Click = 0,1 mg		
NOVO NORDISK N° Vert 0 800 80 30 70	Norditropine FlexPro 5 (orange)	Norditropine simplex 5 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,025 mg Maxi : 2 mg Click = 0,025 mg	Entre 2° et 8° stylo non utilisé Après 1 ^{ère} utilisation : 21 jours à température ambiante (entre 2° et 25°)	Novofine 6 mm, 8 mm BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
	Norditropine FlexPro 10 (bleu)	Norditropine simplex 10 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,05 mg Maxi : 4 mg Click = 0,05 mg		
	Norditropine FlexPro 15 (vert)	Norditropine simplex 15 mg : 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 8 mg Click = 0,1 mg		
PFIZER N° laboratoire 01 58 07 34 40	GoQuick 5,3 (logo bleu)	GoQuick 5,3 jetable	Mini : 0,1 mg Maxi : 1,5 mg Click = 0.05 mg	Jetable (cartouche poudre + liquide) Avant reconstitution : possibilité 1 mois température ambiante (< 25°) Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm Novofine 6 mm, 8 mm
	GoQuick 12 (logo violet)	GoQuick 12 jetable	Mini : 0,3 mg Maxi : 4,5 mg Click = 0.15 mg		
	Genotonorm Pen 5,3	Genotonorm 5,3 mg (bleu) 1 ml <i>(Bien purger l'air après reconstitution)</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 2 mg Click = 0.1 mg		

	Genotonorm Pen 12	Genotonorm 12 mg (violet) 1 ml <i>(Bien purger l'air après reconstitution)</i>	Mini : 0,2 mg Maxi : 4 mg Click = 0.2 mg	Après reconstitution : 28 jours entre 2° et 8°	
	Miniquick seringues préremplies	Seringues 0,25 ml (boite 7 seringues) 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8 - 2 mg <i>(fournie avec aiguilles 8 mm)</i>	Seringues à usage unique	Avant reconstitution : possibilité 6 mois à température ambiante Après reconstitution : utilisation immédiate	
	Ngenla 24 mg 1 injection par semaine	Ngenla 24 mg jetable (mauve)	Mini : 0,2 mg Maxi : 12 mg Click : 0,2 mg	Conservation entre 2° et 8° pendant 3ans avant la première utilisation. Après la première utilisation, conservation pendant 28 jours entre 2° et 8° et possibilité de conserver le stylo à température ambiante (jusqu'à 32°) pendant 4h pour un maximum de 5 fois	
	Ngenla 60 mg 1 injection par semaine	Ngenla 60 mg jetable (bleu)	Mini : 0,5 mg Maxi : 30 mg Click : 0,5 mg		
SANDOZ N° laboratoire 01 49 64 48 00	Omnitrope 5 Surepal (blanc)	5 mg - 1,5ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,05 mg Maxi 2,7 mg Click = 0.05 mg	Après 1ère utilisation : 28 jours entre 2° et 8°	BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm <u>(Stylo fourni par laboratoire)</u>
	Omnitrope 10 Surepal (vert)	10 mg - 1,5 ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1mg Maxi : 5,4 mg Click = 0.1 mg		
	Omnitrope 15 Surepal (bleu)	15 mg - 1,5ml <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1mg Maxi : 5,4 mg Click = 0.1 mg		
MERCK SERONO N° Vert 0 800 888 024	Easypod	Saizen 6mg (5,83 mg/ml) Saizen 12 mg (8mg/ml) Saizen 20mg (8 mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>	6 mg Mini : 0,15 mg Maxi : 4,66 mg 12 mg Mini : 0,5 mg Maxi : 6,4 mg 20 mg Mini : 0,5 mg Maxi : 6,4 mg	Conservation 28 jours entre 2°et 8° Après 1ère utilisation possibilité température ambiante < 25° pendant 7 jours non consécutifs	Aiguilles et stylo fournies par le laboratoire <i>(Stylo, aiguilles, piles fournis par labo)</i> Aiguille 12 mm avec profondeur ajustable
	Aluetta 6	Saizen 6 mg (5,83 mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>	Mini : 0,1 mg Maxi : 5,5 mg		Stylo en pharmacie. Pas besoin d'ordonnance, directement numéro vert Aiguille BD microfine 4mm, 5mm, 8mm, 10mm, 12mm
	Aluetta 12	Saizen 12 mg (8mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>			
	Aluetta 20	Saizen 20mg (8 mg/ml) <i>Sans reconstitution</i>			

FERRING Pas de N° Vert	ZOMAJET vision X	Flacon ZOMACTON 10 mg Solvant 1ml	Mini : 0,1 mg Maxi : 5 mg	Avant reconstitution : T° ambiante Après reconstitution entre 2° et 8° pendant 28 jours	Transjection Tête à changer 1x/semaine Tête A, B ou C selon dose et pli Adaptateur à chaque flacon
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---	---