

Laboratoire de Biochimie et Génétique Moléculaire
Pavillon Cassini
123 Bd de Port Royal
75014 PARIS
Tél : 01 58 41 16 01
Fax : 01 58 41 15 80

PRELEVEMENT SANGUIN POUR L'ANALYSE DE L'ADN
FICHE TECHNIQUE

- 1- **PRELEVER STERILEMENT** en début de semaine = *pas de prélèvement le vendredi*

20 ml de sang (10 ml pour un enfant) sur EDTA (*tube stérile « vacutainer » - bouchon violet*)

- 2- **JOINDRE** au prélèvement :
 - a. La feuille de renseignements complétée
 - b. Le consentement signé
 - c. L'arbre généalogique correspondant
 - d. La lettre du médecin contenant la demande de diagnostic et/ou les renseignements cliniques
 - e. Le bon de commande pour les hôpitaux hors APHP

- 3- **MAINTENIR** l'échantillon à température ambiante ou à 4°C. **NE PAS CONGELER.**

- 4- **FAIRE TRANSPORTER** l'échantillon par le moyen de transport **le plus rapide** (*Chronopost - Jet Service*) car le délai doit être **le plus court possible (< 48H)**.

Le secrétariat.